



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.



ALLT DU BEHÖVER.

INTE MER.

MEN INTE MINDRE

SIMPLEE® UNIVERSAL BOND

Självsätande universaladhesiv, ljushärdande. Lämplig för alla etsningstekniker. Mycket bra vidhäftning även till dentin i vått tillstånd.

Kan användas med valfritt dual-, själv- eller ljushärdande material. Kan även appliceras som primer för metall och keramik samt reparationer på komposit och keramik.

Indikationer: Alla klasser av direkta restaureringar med komposit (klass I till V). Infästning av rotstift, kronor, inlägg/onlays, fasader.

5 ml flaska
380359



EN BONDING FÖR ALLA TILLFÄLLEN

SIMPLEE® ALGINAT

Dammfritt alginat, för detaljerade avtryck.

Lång dimensionsstabilitet (100 timmar), smak av pepparmint.
Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum.

Tillgänglig i tre varianter:

Simplee Alginat:

normal härdningstid, blandningstid: ca 45 sekunder,

Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 45 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 minut 55 sekunder, färg: blå.

Simplee Alginat quick:

snabbhärdande, blandningstid: ca 45 sekunder,

Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 30 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 minut 40 sekunder, färg: blå.

Simplee Alginat color:

normal härdningstid, blandningstid: ca 45 sekunder,

Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 45 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 min 55 sek., Färg: lila till rosa till vit.



Påse: 500 g
Bulk: 20 påsar à 500 g

Alginat	808120	808123
Alginat quick	808121	808124
Alginat color	808122	808125



SIMPLEE® RETRACTION PASTE

Retraktionspasta avsedd att flytta tandköttsmarginal och torrlägga sulcus samt stoppa gingival blödning.

Aktiv substans: Aluminiumklorid. Pastans färg kontrasterar bra mot tandkötet och kan lätt tas bort efter behandling utan att skada vävnad.

30 x 24 kapslar à 0,24 g

690114 1 box

SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisk matt scanspray med fin, tät pulverfilm på 5 µm för dagligt laboratoriebruk.

Torkar snabbt efter applicering. Genom ökad densitet är produkten också bra för att maskera metall samt lämplig för restaureringar. Titandioxidfri. Färg vit.

200 ml

113918 1 Flaska

SIMPLEE® MIXING PAD

För avtrycksmaterial, cement och komposit. Tillverkad av nötningsbeständig papper, specialbelagt på ena sidan, blockerat på båda sidor.

7 x 9,5 cm, 60 Blad
415079 1 Block

12,5 x 18 cm, 25 Blad
415078 1 Block



 **SIMPLEE®**
ETSGEL

Etsgel med 36 % fosforsyra för konditionering av emalj och dentin, antingen via selektiv etseteknik eller totaletstningsteknik. Etsgelen har optimala tixotropa flytegenskaper.

Färg blå-grön.

20 x 1,4 ml Spruta,
25 Applikationskanyler

682135 1 Kit

 **SIMPLEE®**
APPLIKATIONSKANYL

Engångs- applikationskanyler, luer-lock fattning

Kanyl vinklad svart, 20G, punktapplikation
500744 100 st.

Kanyl vinklad blå, 22G, punktapplikation ets
500743 100 st.

Exacta Fine tip vinklad, 25G, lättflytande mtrl
500740 100 st.

Exacta Brush tip, applikation av lågviskösa mtrl
500732 100 st.

Exacta tip 18G, applikation av lågviskösa mtrl
500739 100 st.

Brush Flo tip 19G, applikation och inarbetning av hemostatiska retraktionsprodukter i/vid sulcus
500731 100 st.

500744



500743



500740



500732



500739



500731





 **SIMPLEE®**
SIMPLEEJECT

Steril engångsspolispruta 3 ml inkl skölkanyl.

Grovlék	100 st/box
23G, 0,6 mm	500727
27G, 0,4 mm	500728
30G, 0,3 mm	500729

 **SIMPLEE®**
IRRIGATION TIPS

Engångs spolkanylet med trubbig spets, avfasad på ena sidan får att undvika att vätskeflöde penetrerar apex. Luer-lock

Spolkanylet 23G, Ø 0,6 mm
500733 20 st.

Spolkanylet 27G, Ø 0,4 mm
500734 20 st.

Spolkanylet 30G, Ø 0,3 mm
500735 20 st.

Spolkanylet 23G, Ø 0,6 mm
500736 100 st.

Spolkanylet 27G, Ø 0,4 mm
500737 100 st.

Spolkanylet 30G, Ø 0,3 mm
500738 100 st.

Engångs- spolkanylet med två laterala spolöppningar och stängd kanylspets. Mjuk flexibel spets ger följsamhet i förhållande till apikal profil. Luer-lock.

Spolkanylet dual port 27G, Ø 0,4 mm
500741 20 st.

Spolkanylet dual port 30G, Ø 0,3 mm
500742 20 st.

 **SIMPLEE®**
SIMPLEEDRY

Parotisblockerare, absorberar 30 gånger din vikt. Smidig, anpassa sig efter kindrörelser. Ersättning för cofferdam vid vissa behandlingar, full täckning av parotiskörtel. Med polyetenfilm som skärskydd, stannar kvar på plats men lätt att ta bort med vattenspray.

Storlek	50 st/box
liten	703616
stor	703617

500733
500736



500734
500737



500735
500738



500741



500742





SIMPLEE® MUNSKYDD IIR

3-lagers munskydd med resårreglor
och näsklämma

Filtereffektivitet >98 % enligt
EN 14683:2019 typ IIR

Hög bärkomfort, lågt andningsmotstånd
och bra vätskebeständighet.

Färg	50 st/box
svart	700131
magenta	700132
indigo	700133
fossil	700134
vit, knytband	700124





200 ST



SIMPLEE® NITRILHANDSKE 200 ST

Puderfri nitrilhandske. Denna mycket elastiska och mjuka handske ger en bekväm bärkomfort och har en hög taktil känslighet. Säkert grepp tack vare struktur på fingertopparna.

AQL 1,5, tillverkad enligt EN455, kemikaliebeständighet i enlighet med EN 374.

Storlek	200 st/box blå	200 st/box vit	200 st/box rosa
XS	737383	737379	737395
S	737384	737380	737396
M	737385	737381	737397
L	737386	737382	737398
XL	737387	737378	–



SIMPLEE® ENGÅNGS- SERVETTEHÅLLARE

Med självhäftande ändrar att fästa på valfritt typ av servett.

Följer gällande hygienrekommendationer, rengörings-
förberedelser av hållare är inte längre nödvändiga.

250 st/box

621446



SIMPLEE® PATIENTSERVETT

För fukt och dentala material, exv. avtrycksmaterial
och kompositser.

Tillverkad av nöttningsbeständigt material, 2 lager
papper belagt med PE-film på ena sidan.

33 x 45 cm, 500 st/box

vit **702405**

mörkblå **702406**

grön **702407**



KOMMER SNART



 **SIMPLEE®**
WIPES RSD 400

Ready-to-use, alkoholreducerade desinfektionsservetter (18x20 cm) för snabb desinfektion av icke-invasiva medicinteknisk utrustning och ytor.

Mycket bra materialkompatibilitet.

Levereras i praktisk förpackning som kan återförslutas.

Brett aktivitetsspektrum och snabb effektivitet.

Material tillverkat av förnybara råvaror.

Neutral doft

6 flow-packs à 100 ark

Kommer inom kort

 **SIMPLEE®**
KYLKOMPRESS

Kylkompress för engångsbruk i non-woven material, aktiveras av tryck. Efter aktivering är påsen omedelbart redo att användas vid hematom, stukningar, skador, hypertermi och när kylapplicering krävs.

Endast utvärtes bruk.

Mått: 14x18 cm..

10 st./box

731006

 **SIMPLEE®**
PAPPERSHANDDUK
2-LAGER

natural (cellstoff):
23 x 33 cm, 2.560 st.

Inom kort 1 Kartong

natural (cellstoff):
Zickzack-fold, 23 x 24,8 cm,
3.750 st. (250 st/bunt)

Inom kort 1 Kartong

KOMMER SNART





 **SIMPLEE®**
SOND


lågligt runt handtag.

Fig. 9
536344 1 st.

Fig. 23
536345 1 st.

Fig. 8
536346 1 st.

Fig. 17
536347 1 st.



Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Fig. 1/2

Fig. 3/4

Fig. 5/6

Fig. 7/8

Fig. 9/10

Fig. 11/12

Fig. 13/14

Fig. 15/16

Fig. 204S

Fig. 204SD

Fig. H6/H7



SIMPLEE® HEIDEMANNSPATEL

Ihålligt rundt handtag

Nr. 19, 2,0 mm
541470 1 st.

Nr. 20, 2,5 mm
541471 1 st.

Nr. 21, 3,0 mm
541472 1 st.



SIMPLEE® GRACEY KYRETTER

Gracey-kyretter för subgingival scaling och rothyvling.

Fig. 1/2
540200 1 st.

Fig. 3/4
540201 1 st.

Fig. 5/6
540202 1 st.

Fig. 7/8
540203 1 st.

Fig. 9/10
540204 1 st.

Fig. 11/12
540205 1 st.

Fig. 13/14
540206 1 st.

Fig. 15/16
540207 1 st.



SIMPLEE® SCALER

Scaler för att ta bort subgingival tandsten och debris.

204S
547960 1 st.

204SD
547961 1 st.

H6/H7
547962 1 st.

SIMPLEE® PINCETT

Pincett med tandad spets.

Meriam 16 cm

612706 1 st.

College 15 cm

612707 1 st.



SIMPLEE® MUNSPEGEL- SKAFT

6-Kantig, ihålig


541451 1 st.

8-Kantig, massiv

541452 1 st.

Fingerform, ihålig

541453 1 st.



SIMPLEE® ASPIRATIONS- SPRUTA

Cylinderampullspruta (1,8 ml)
med lutningsfunktion, gängad
och ringtrycke

500526 1 st.



SIMPLEE® HYGIENSKYDD BILDPLATTA

Barriärskydd i följligt polymermaterial som
försluts med klistarförsegling. För bildplattor,
skyddar mot kontamination och vätska.
Transparent och svart plastsida.

Storlek 200 st/box

0 **403176**

1 **403177**

2 **403178**

3 **403179**





 **SIMPLEE®**
SCALER TIPS

ZEG anslutning i korrosionsbeständigt, flexibelt stål.

för Dentsply Sirona*:

Tandstensborttagning:



sr3I Universal
109513 1 st.



sr4I Universal fin
109514 1 st.



srPE1 Perio
109537 1 st.



sr2I Versatile
109536 1 st.



sr1I General
109535 1 st.



srPE2 Perio högervinklad
109538 1 st.



srPE3 Perio vänstervinklad
109539 1 st.

Momentnyckel:




för DS*
109525 1 st.

för KaVo*:

**KaVo* Sonicflex 2000 N/
Lux 2003 LX:**




KaVo* Piezolux/ Sonosoft:



KaVo* Sonicflex quick 2008:



KaVo* Piezo LED:



Momentnyckel:



för KaVo Sonicflex*
109524 (utgående) 1 st.





för KaVo Sonicflex*
109529 1 st.



för KaVo PiezoLED/Piezo soft*
109530 1 st.

för ACTEON*:

Tandstemsborttagning:



Momentnyckel:



för ACTEON*
109528 1 st.

för NSK*:

Tandstensborttagning:



nS1 Universal
109515 1 st.



nS2 Sichel
109516 1 st.



nS3 Perio
109517 1 st.



nG1
109540 1 st.



nG16
109541 1 st.



nG4
109542 1 st.



nG6
109543 1 st.



nG8
109544 1 st.



nS20
109545 1 st.

Momentnyckel:

för NSK*

109526



1 st.

för EMS*:

Tandstensborttagning:



eA Universal
109518 1 st.



eP Perio
109519 1 st.



ePS Perio fin
109520 1 st.

Momentnyckel:

för EMS*

109527



1 st.

W+ system

Nickel-Titan filar för mekanisk reciperande preparation av rotkanaler. Filarna är speciellt flexibla för att anpassa sig till rotkanalers kurvatur och morfologi.

Behandlingsbehov kan täckas med ett fåtal filtyper och W+ Tunnel är Glide path filar som är matchade med Simplee W+ systemet.

Simplee W+ Glider 21 mm 15/.02. 6 st
531118

Simplee W+ 21 mm Large #45. 6 st
531130

Simplee W+ 21 mm Medium #35. 6 st
531127

Simplee W+ 21 mm Primary #25. 6 st
531124

Simplee W+ 21 mm Small #20. 6 st
531121

Simplee W+ Glider 25 mm 15/.02. 6 st
531119

Simplee W+ 25 mm Large #45. 6 st
531131

Simplee W+ 25 mm Medium #35. 6 st
531128

Simplee W+ 25 mm Primary #25. 6 st
531125

Simplee W+ 25 mm Small #20. 6 st
531122

Simplee W+ Glider 31 mm R 15/.02. 6 st
531120

Simplee W+ 31 mm Large #45. 6 st
531132

Simplee W+ 31 mm Medium #35. 6 st
531129

Simplee W+ 31 mm Primary #25. 6 st
531126

Simplee W+ 31 mm Small #20. 6 st
531123



GP & PP

Simplee W+ GPP Small #20, 60 st
531086

Simplee W+ GPP Primary #25, 60st
531087

Simplee W+ GPP Medium #35 60 st
531088

Simplee W+ GPP Large #45, 60 st
531089

Simplee Recip GPP R25, 60 st
531090

Simplee Recip GPP R40, 60 st
531091

Simplee Recip GPP R50, 60 st
531092

Simplee Sterile PP W+ Small20 100 st
531093

Simplee Sterile PP W+ Primary25 100 st
531094

Simplee Sterile PP W+ Medium35 100 st
531095

Simplee Sterile PP W+ Large45 100 st
531096

Simplee Sterile PP Recip R25 100 st
531097

Simplee Sterile PP Recip R40 100 st
531098

Simplee Sterile PP Recip R50 100 st
531099

V system

Simplee RecipFile V 21 mm R25. 6 st
531100

Simplee RecipFile V 21 mm R40. 6st
531103

Simplee RecipFile V 21 mm R50. 6 st
531106

Simplee RecipFile V 25mm R25. 6st
531101

Simplee RecipFile V 25 mm R40. 6st
531104

Simplee RecipFile V 25 mm R50. 6 st
531107

Simplee RecipFile V 31 mm R25. 6p st
531102

Simplee RecipFile V 31 mm R40. 6 st
531105

Simplee RecipFile V 31 mm R50. 6st
531108



Nickel-Titan filar med utmärkta skäregenskaper för mekanisk reciprokerande preparation av rotkanaler.

Filarna är flexibla för att anpassa sig till smala rotkanaler avseende kurvatur och morfologi.

Behandlingsbehov kan täckas med ett fåtal filtyper.

VB system

Simplee RecipFile VB 21 mm R25. 6 st
531109

Simplee RecipFile VB 21 mm R40. 6 st
531112

Simplee RecipFile VB 21 mm R50. 6 st
531115

Simplee RecipFile VB 25 mm R25. 6 st
531110

Simplee RecipFile VB 25 mm R40. 6 st
531113

Simplee RecipFile VB 25 mm R50. 6st
531116

Simplee RecipFile VB 31 mm R25. 6 st
531111

Simplee RecipFile VB 31 mm R40. 6 st
531114

Simplee RecipFile VB 31 mm R50. 6 st
531117



Blå nickel-titan filar med utökad frakturbeständighet på grund av värmebehandling i produktionsprocessen.

Filarna har utmärkta skäregenskaper för mekanisk reciprokerande preparation av rotkanaler samt är flexibla för att anpassa sig till smala rotkanaler avseende kurvatur och morfologi.

Behandlingsbehov kan täckas med ett fåtal filtyper.

SIMPLEE® BOMULLSRULLAR

Bomullsrullar gjorda av 100% bomull.
Hudvänliga, fastnar inte på
munslimhinnan

Storlek 300 g/påse

1	737430
2	737431
3	737432



SIMPLEE® BIO ENGÅNGS- TANDBORSTE

Engångstandborste med handtag av
fyrnylsebar veteråvara.
4 filamenttråder, impregnerade med tandkräm.
Individuellt hygieniskt förpackad.

blå, 100 st./box

728817



SIMPLEE® DAPPENBÄGARE

Slåta och tandade dappenbägare av plast.

Biodappenbägarna är tillverkade av fossilfritt mtrl
(trädolja). Dappenbägarna kan inte steriliseras.
Ej medicinteknisk produkt.

Färg	rak 1000 st	tandad 1000 st
vit	411501	411506
gul	411502	–
blå	411503	411507
röd	411504	–
svart	411505	–



rak kant

Färg	BIO rak 50 st	BIO tandad 50 st
vit	411508	411509



tandad kant

KOMMER SNART



SIMPLEE® POLERBORSTE

Med nylonfilament.
Ej steriliserbar.
För vinkelstycke.

Hårdhetsgrad	100 st/fp
rosa, mjuk	156805
vit, styv/hård	156806

SIMPLEE® PROPHY-POLERARE

Latexfria engångspolerskoppar i 2 hårdhetsgrader.
För vinkelstycke.

Hårdhetsgrad	24 st/fp
blå, mjuk	487876
gul/hård	487877

SIMPLEE® PERIO PLUS

Tagatosbaserat profylaxpulver för sub- och supragingivala behandlingsområden samt för rengöring av implantat. Form och storlek (1,5µ) på partiklar gör att produkten är mycket skonsam mot tand- och tandrotsytan, samtidigt som den har enastående rengörings- och poleringsprestanda.

Neutral smak.

Flaska à 120 g
106542

SIMPLEE® TANDTRÅD

Vaxad platt tandtråd med methalsmak.

40 m/fp
737399

SIMPLEE® PENSELINSATS

100 st./fp

fin, transparent skaft

Kommer inom kort

medium, rött skaft

Kommer inom kort

stor, transparent skaft

Kommer inom kort

Hållare för Simplee Micro Tips/Pensel

500748 1 st.



fin

medium

stor



SNART I NY DESIGN

SIMPLEE® MICRO TIPS

Miniatyrapplikationstips, flockade.
För applicering av vätskor och geler.

transparent, 100 st./fp.

500746

Hållare för Simplee Micro Tips/Pensel

500748 1 st.



SIMPLEE® FLEXIBRUSH

Böjbar borste för applicering
av vätskor och geler.

medium blå, 100 st.

500745



SIMPLEE® MIKRO- APPLIKATOR


Flockade mikroapplikatorer för exakt
applicering av vätskor och geler, böjbar.
Längd: 10 cm.

Färg **100 st./fp**

blå, regular **681715**

gul, fine **681716**

vit, x-fine **681717**



regular

fine

x-fine



NiTi ring med silikontuber



604443



604441



604442

SIMPLEE® SEKTIONSMATRIS

Sektionsmatrissystem för att skapa perfekta kontaktpunkter vid klass II-fyllningar, samt för att anatomiskt exakt bilda en tandform i molarområdet.

Speciella silikontuber på ringens ändrar ger ett säkert fäste mot matris, samtidigt som de säkerställer perfekt matrisanpassning mellan tänderna.

Nickel-titanförstärkt ring med greppdetaljer i plast.

Ring- och silikontuber kan autoklaveras upp till 134°C.

Matriser är tillverkade i rostfritt stål.

Art	Ref
Kit	604440
2 NiTi ringar, 6 silikontub, 40 st molarmatris, 40 st premolar och 20 st molar+extension	
Ring kit	604444
2 NiTi ringar, 6 silikontub	
Molar + extension	604443
25 st matris + extension, 0,04mm	
Molar	604441
50 st matris molar, 0,04mm	
Premolar	604442
50 st matris premolar, 0,04mm	



SIMPLEE® HELIX TEST

Simplee Helix Test är en indikator och ett satskontrollsystem för test av steriliseringsprocesser i autoklaver.

Avsett för ångautoklaver klass B och S.

PCD i enlighet med NEN-EN 867-5.

Indikatorerna uppfyller kraven i ISO 11140-1 klass 2

Testkropp och 250 teststrips.

121119



SIMPLEE®
All you need. No more. But no less.

INNEHÅLL

ALGINAT _____	2
BLANDNINGSBLOCK _____	3
BOMULLSRULLAR _____	18
BONDING _____	2
DAPPENBÄGARE _____	18
DESINFEKTIONSSERVETTER _____	9
ENDO FILAR _____	16-17
ETSGEL _____	4
HANDINSTRUMENT _____	11-12
HANDSKAR _____	7
HELIX TEST _____	21
HYGIENSKYDD BILDPLATTA _____	12
KANYLER _____	4
KYLKOMPRESS _____	9
KYLSPRAY _____	24
MATRISER _____	21
MICRO TIPS _____	20
MUNSKYDD _____	6
PAPPERSHANDDUK _____	9
PAROTISBLOCKERARE _____	5
PATIENTSERVETT _____	8
PENSLAR _____	20
PERIO PLUS _____	19
PINCETT _____	12
POLERARE _____	19
POLERBORSTE _____	19
RETRAKTIONSPASTA _____	3
SCALER TIPS _____	13-15
SCAN SPRAY _____	3
SERVETTEHÅLLARE _____	8
SPATEL _____	11
SPEGELSKAFT _____	12
SPOLKANYLER _____	5
SPOLSPRUTA _____	5
SPRUKTA (ASPIRATION) _____	12
TANDBORSTE _____	18
TANDTRÅD _____	19



 **SIMPLEE®**
COLDSPRAY

Kylspray för att snabbt frysa skumgummipelletts,
för vitalitetstestning och för kylning av avtrycksmaterial.
CFC-fri,

Utlöppstemperatur -50°C, mintarom.

200 ml

416107

MINTAROM

-50 °C



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.



Producerad av DAB 2024-01-17

Simplee · www.simpleedental.com

Köp dina produkter hos DAB Dental; www.dabdental.se eller ring Kundtjänst på 08-506 505 05

dab